




Fig. 1538, No. 33869. Echelle: $\frac{1}{8}$.Fig. 1539, No. 33872. Echelle: $\frac{1}{9}$.Fig. 1540, No. 33881. Echelle: $\frac{1}{8}$.

33869. **Tableau de distribution sur marbre**, pour installation Röntgen avec **interrupteur Wehnelt à 1 pointe de contact**, Fig. 1538. Pour courant continu à **110 volts**, modèle 1b 240 —
33870. **Tableau de distribution sur marbre**, pour installation Röntgen avec **interrupteur Wehnelt à 3 pointes de contact**. Pour courant continu à **110 volts**, modèle 2b 265 —
33871. **Tableau de distribution sur marbre**, pour installation Röntgen avec **interrupteur Wehnelt à 1 pointe de contact**. Pour courant continu à **220 volts**, avec la résistance en dérivation nécessaire, se montant séparément. (Voir la Fig. 1538), modèle 6b 390 —
33872. **Tableau de distribution sur marbre**, pour installation Röntgen avec **interrupteur à mercure et à moteur**, Fig. 1539. Pour courant continu à **110 volts**, modèle 5 265 —
33873. **Tableau de distribution sur marbre**, pour installation Röntgen avec **interrupteur à mercure et à moteur**. Pour courant continu à **220 volts**, avec la résistance en dérivation nécessaire, se montant séparément. (Voir la Fig. 1539), modèle 10a 385 —
33874. **Tableau de distribution pour marche par accumulateurs**, pour bobines d'induction avec **interrupteur à mercure et à moteur**; modèle ouvert, monté sur **marbre**, modèle 11 285 —
33875. **Tableau de distribution sur marbre**, pour installation Röntgen à **interrupteur Wehnelt**, Fig. 1538. Pour **courant alternatif simple ou triphasé** (à **120 volts** au maximum) 250 —
33876. **Tableau de distribution** pour bobine d'induction munie d'un **interrupteur à turbine** pour **courant alternatif** 265 —
33877. **Transformateur** permettant de transformer le courant à 220 volts en courant à 110 volts. Ce transformateur est nécessaire lorsque la tension de la canalisation est supérieure à 120 volts. 145 —

Fluoroscope à écran fluorescent détachable, Fig. 1540.

	Nos. 33878	33879	33880	33881	33882	33883
Dimensions de l'écran fluorescent	9×12	13×18	18×24	24×30	30×40	40×50 cm
Frs.	33.—	48.—	68.—	98.—	150.—	210.—

Écran fluorescent au platino-cyanure de baryum, à cadre en bois, donnant des résultats excellents.

	Nos. 33884	33885	33886	33887	33888	33889
Dimensions en cm	9×12	13×18	18×24	24×30	30×40	40×50
Frs.	18.—	32.—	48.—	75.—	112.—	175.—

33890. **Appareil à éclairer les épreuves radiographiques négatives**, Fig. 1541 page 372, formé d'une boîte à revêtement incombustible, avec verre dépoli, 4 lampes à incandescence, cordon conducteur de raccord et fiche de prise de courant. Cet appareil est muni de **3 châssis** pour plaques de 24×30, 30×40 et 40×50 cm 112 —

Avant de commander des appareils Röntgen, particulièrement pour la radiographie et la radiothérapie par les rayons X, on est prié de demander mon catalogue spécial.