






Goniomètre à Deux Cercles

Très utile pour effectuer le réglage précis et rapide d'un cristal sur tête goniométrique.




Support de Tête Goniométrique NONIUS

Adaptable sur le plupart des binoculaires et microscopes à prismes Leitz.




Polisseuse NONIUS

Fonctionne à l'air comprimé, elle permet d'obtenir des cristaux sphériques jusqu'à 0,02 mm.




Y 845 Tête Goniométrique ACA

Réglable en hauteur, indispensable pour la Chambre Universelle.




Y 814 Tête Goniométrique ACA

Peut être utilisée sur toutes les chambres à monocristaux et le diffractomètre.




Y 803 Tête Goniométrique ACA

Tête goniométrique magnétique étudiée par le Prof. Renninger.




Y 914 Tête Goniométrique Eucentrique ACA

Initialement destinée à l'utilisation sur diffractomètre elle est aussi utilisable sur toutes les chambres à monocristaux.



516-906 Tête Goniométrique Eucentrique ACA

Tête goniométrique de haute précision pour utilisation sur diffractomètre, spécialement étudiée pour le travail à basse température.



516-905 Tête Goniométrique Ultra stable XYZ

Chacune des directions X, Y, Z, peut subir une translation de 5 mm.



**ENRAF
NONIUS
FRANCE** SA

ENRAF - NONIUS FRANCE S.A.

3 rue TROYON

PARIS 17^{ème}

Tél.: 425-35-11 et 12

DELFT

SOLINGEN

PARIS

LONDON

NEW-YORK