

RÉSISTANCE

FICHE N° 6136

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974
Fabricant : Agent Général G Jarre
Domaines : Physique
Sous-domaines : Electricité
Organisme : Université Blaise Pascal
Ville : Aubière
Modèle :
Matériaux :


Description

La résistance de l'Agent Général G. JARRE est constituée d'un boîtier en bois contenant les composants. On trouve sur le dessus 4 boutons réglables. Autour de ces boutons on voit plusieurs pastilles qui indiquent les positions possibles pour le bouton. Ces boutons permettent de modifier la résistance de chaque composant présent dans la boîte. Cela permet de régler la valeur de la résistance afin d'avoir une résistance totale de la valeur voulue. Chaque bouton correspond à une unité XBY 1000/03AMP, XBY 100/ 1 AMP, XBY 10/3AMP, XBY 1/ 1AMP. Deux fiches permettent de brancher la boîte de résistance à un circuit électrique. De chaque côté, on trouve un système grillagé qui permet à l'appareil de refroidir.

Utilisation

C'est une résistance variable. En faisant coulisser les cadrans sur les pastilles, on peut obtenir la résistance souhaitée.

Elle était utilisée au département de physique de l'université Blaise-Pascal.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Résistance (Agent Général G Jarne), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=12383>, consulté le 2026-07-26