

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

COMPTEUR GAMMA

FICHE N° 6589

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Corning

Domaines : Santé

Sous-domaines : Biophysique

Organisme : Université d'Auvergne / Faculté de Pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :

Description

Le compteur gamma Corning était utilisé pour des diagnostics in vitro. L'appareil est plombé. Il peut contenir 12 fioles de solution. Le système de clavier est américain. La lecture du résultat se fait directement sur un petit écran digital.

Utilisation

Il était utilisé pour l'étude de la thyroïde. Une dose de radioactivité est injectée par le patient. Des prélèvements de sang sont effectués et analysés directement grâce au compteur afin de connaître l'activité et le fonctionnement de la thyroïde. Cet appareil était utilisé pour la recherche et le diagnostic.





CORNING

4000 Gamma Counter

Mfd. in France for:
Corning Medical
Corning Glass Works
Medfield, MA 02052 USA

Serial No.: 4049

For IN VITRO Diagnostic Use.

Part No.: 007732-001 Rev. A

240 VAC 50/60 Hz 130 VA

Use 2 amp slo blo fuses.

Cat. No.: 472233 Mfr. Ref.: 860700

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Compteur gamma (Corning),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=12799>, consulté le 2026-07-26