

AUTOCLAVE SYSTEC VE100

FICHE N° 8287

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle : VE100

Matériaux :

Description

L'autoclave Systec VE100 est un récipient à parois épaisses et à fermeture hermétique grâce à un couvercle. L'interrupteur de marche/arrêt est situé sur le côté en haut à droite et le boîtier de programmation sur le couvercle. Devant, un système d'impression permet d'obtenir la traçabilité des cycles d'autoclavage.

Utilisation

Les autoclaves permettent la stérilisation. Les agents stérilisant sont la vapeur d'eau saturée sous pression ou l'eau surchauffée. La chaleur associée à l'humidité provoque la destruction des germes.



apave EXPLOITATION DES APPAREILS
À PRESSION DE VAPEUR
À COUVERCLE AMOVIBLE
(Arrêtés Ministériels du 16.12.1980 et du 16.02.1989)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FERMETURE du couvercle	OUVERTURE du couvercle
Vérifier qu'il est correctement assujéti avant de mettre l'appareil en service	Vérifier qu'il ne subsiste aucune pression avant ouverture : - manomètre revenu à 0 - orifice témoin ouvert

FORMATION DES OPÉRATEURS

La conduite des appareils à couvercle amovible ne doit, même
temporairement, être confiée qu'à des agents expérimentés, instruits des
manœuvres à effectuer sur cette catégorie d'appareils et des dangers qui lui
sont propres.



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Autoclave Systec VE100 (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13345>, consulté le 2026-07-26