

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

BAIN THERMOSTATÉ MEMMERT

FICHE N° 8305

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

Description


Le bain thermostaté Memmert est constitué d'un grand bac métallique contenant de l'eau qui va être maintenue à la température souhaitée. Une manette permet de soulever le couvercle et de disposer les échantillons. Plusieurs voyants lumineux indiquent le fonctionnement du bain-marie (power-alarm-heat) et un bouton poussoir on/off permet sa mise en marche. Un écran à affichage numérique indique la température.

Utilisation

Le bain thermostaté est un dispositif pouvant fonctionner selon le principe du bain marie. L'eau est chauffée et l'échantillon est immergé dedans.

Celui-ci sert à garder les milieux de culture en fusion (c'est-à-dire liquide), à 48,5°C pour les milieux liquides. Il permet également de faire fondre les milieux solides à 100°C.





memmert



power



alarm



heat




on off



°C temp
h delay
h hold





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Bain thermostaté Memmert (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13363>, consulté le 2026-07-26