

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

BALANCE DE PRÉCISION PRECISA 500M-2000C

FICHE N° 8426

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle : 500M-2000C

Matériaux :


Description


La balance de précision Precisa 500M-2000C est munie d'un plateau circulaire métallique et d'un écran à affichage numérique. Les boutons situés à droite de celui-ci permettent d'allumer ou d'éteindre la balance, de la tarer et de faire des réglages.

Utilisation

Cette balance permet de peser avec précision des poudres ou des liquides utilisés dans la préparation des milieux de culture ou encore des échantillons de fromage. Elle est également utilisée pour peser précisément des diluants.







Service Technique Régional

Tél : 06.86.66.08.61



sartorius

01.69.19.21.00

Type :

500M-2000C


e : 0,01g / 0,1g

N° :

16997

d : 2nd / 9/09

Technicien	Date Passage	Prochain	Conforme
MURRAY	02/02/08	02/08	O/N
MURRAY	19/06/08	06/09	O/N
MURRAY	20/07/09	07/10/10	O/N
	/ /	/	O/N



PAG OERLIKON AG, CH-Zürich

Modèle 500M-2000C

Décision No 88.1.14.627.9.2. du 30.08.88


(11)

Max 2020g Min 0,5g e=0,1g d_a=0,01g T=-2020g

De 0 à 505g e=0,01g d_a=0,001g

Interdit pour toute transaction

Conditions réglementaires d'utilisation: +10°C/+30°C



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Balance de précision Precisa 500M-2000C (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13393>, consulté le 2026-07-26