

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

AGITATEUR BRP

FICHE N° 8440

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

Description

L'agitateur BRP est un appareil de petite taille en plastique surmonté d'une demie-sphère creuse en caoutchouc dans laquelle on insère l'extrémité inférieure du tube à essai contenant la solution à mélanger. Quatre ventouses font office de pieds et permettent une bonne stabilité. Une molette située à l'avant permet de choisir la vitesse d'agitation et un interrupteur permet de mettre en marche l'appareil. Celui-ci peut fonctionner continuellement ou seulement lorsque le tube est appliqué sur l'appareil.

Utilisation

Cet appareil permet d'homogénéiser les suspensions bactériennes ou de spores. Les bactéries et les spores ont une densité élevée et vont sédimenter naturellement. L'agitateur permet d'obtenir une suspension homogène.





P.O Box 150, Roebling, NJ 08554

BV1000 Vortex mixer

230VAC, 50Hz, 0.75amps

made in Taiwan, ROC

Serial: 08110171



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Agitateur BRP (fabricant non renseigné),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13398>, consulté le 2026-07-26