

## ROTORS POUR LA CENTRIFUGEUSE SIGMA 3MK

FICHE N° 8508

PRÉSERVER  
SAUVEGARDER  
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

### Description

Les rotors pour la centrifugeuse Sigma 3MK ont une forme circulaires, ce sont des objets lourds en métal peints. Ils sont constitués d'emplacements de tailles différentes selon la taille des tubes qui sont centrifugés. Ces emplacements sont numérotés. Il existe deux rotors de taille différente pour la centrifugeuse réfrigérée Sigma 3MK.


### Utilisation

Les rotors servent à disposer les tubes dans la centrifugeuse. C'est le rotor qui va subir l'accélération.

Les tubes contenant les échantillons doivent être équilibrés, c'est à dire que deux tubes qui se font face sur le rotor doivent être de même poids, pour éviter la détérioration de la centrifugeuse.









**Pour nous citer :**

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Rotors pour la centrifugeuse Sigma 3MK (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13438>, consulté le 2026-07-26