

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

MEMBRANE DE POLYCARBONATE 0,4?

FICHE N° 8518

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle :


Matériaux :


Description

Les membranes de polycarbonate 0,4 μ sont des disques de polycarbonate très fin, de maille 0,4 micromètres. Elles sont comprises entre deux lamelles de papier et doivent être manipulées précautionneusement avec une pince.

Utilisation

La membrane est placée sur un embout qui s'applique au bout d'une seringue. On fait alors passer la solution contenue dans la seringue, ce qui permet de la filtrer et de récupérer la fraction souhaitée. Cela permet de concentrer les micro-organismes. Si ils ont été auparavant traités (marqueurs fluorescents) la membrane peut être directement observée au microscope à épifluorescence.







Polycarbonate, Black, 0.4 Micron, 13mm,
100/Pk

Material No.
1215142

Batch No.
190039



Inspected by
864

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Membrane de polycarbonate 0,4 μ (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13448>, consulté le 2026-07-26