

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

CUVE DE COLORATION EN VERRE

FICHE N° 8520

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :



Description


La cuve de coloration en verre est munie d'un couvercle en plastique.

Utilisation

Les lames contenant des échantillons sont déposées sur un portoir et plongées dans la cuve qui contient le colorant. Ces cuves sont souvent utilisées pour faire des colorations de GRAM qui permettent la mise en évidence des propriétés de la paroi des bactéries. Ces cuves sont de moins en moins utilisées dans ce laboratoire au profit des cuves en plastique.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Cuve de coloration en verre (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13450>, consulté le 2026-07-26