

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

BALANCE PRECISA 500M-2000C

FICHE N° 8658

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle : 500 M - 2000 C

Matériaux :


Description

La balance Precisa 500M-2000C possède un plateau circulaire en métal qui repose sur une base en plastique. Un cadran à affichage numérique indique le poids. Les boutons de commande (tare, on/off) sont situés à droite. Un niveau à bulle permet de vérifier l'horizontalité de la balance.

Utilisation

Cette balance est utilisée pour peser les différents constituants qui entrent dans la composition des gels d'électrophorèse, gels et tampons qui sont sous forme de poudre au départ.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Balance Precisa 500M-2000C (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13533>, consulté le 2026-07-26