

PLAQUE UV BIOBLOCK SCIENTIFIC

FICHE N° 8666

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

Description

La plaque UV Bioblock Scientific est en métal peint en bleu dont la partie supérieure est constituée d'une plaque en verre. Un interrupteur lumineux est situé à l'avant.

La table est posée sur un socle noir muni d'une rampe permettant de fixer le système de visionnage relié à l'ordinateur.

Utilisation

Lorsque la migration d'électrophorèse a eu lieu, le gel est éclairé sous UV, ce qui permet d'observer les bandes d'ADN. C'est le BET (bromure d'éthidium) qui est généralement utilisé pour la révélation des gels. C'est un intercalant de l'ADN qui, exposé aux UV, devient fluorescent. Le système de caméra permet l'acquisition d'images qui seront traitées avec un logiciel spécifique. Les photographies de gels d'électrophorèse sont souvent utilisées dans les publications.





ATTENTION

Because U.V. radiation can cause serious damage to unprotected eyes and skin we recommend to wear eye protection glasses (LP-70) or face shield (MP-80).

Le rayonnement U.V. pouvant être dangereux pour les yeux et la peau exposés sans protection, nous recommandons de porter des lunettes (LP-70) ou un masque de protection (MP-80).

220 V 50 Hz
CAUTION
ULTRA-VIOLET RADIATION
OBLIGATORY EYE PROTECTION

MOLECULAR WEIGHT MARKERS

PREMIXED, READY-TO-LOAD DNA MARKERS



Features

- **Convenient:** Storage at 22–25°C.
- **Efficient:** Premixed with loading buffer. Ready to load onto agarose gels.
- **Recommended Loading:** Cat.# G7511, G7521: Load 5µl/lane.
Cat.# G7531, G7541, G8291: Load 6µl/lane.


Storage Conditions: Store at 22–25°C.

Related Products

	Page
Agarose, LE, Analytical Grade	24
Ethidium Bromide Solution, Molecular Grade	29
Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System	92

Cat.#	Qty.	€
37511	each	101
37521	each	96
37531	each	100
37541	each	95
38291	each	46

For the convenience of storage at
ability of direct loading onto
supplied in a stabilizing solution
vents any requirements for



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Plaque UV Bioblock Scientific (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13541>, consulté le 2026-07-26