

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

INHALATEUR

FICHE N° 9274

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines :

Organisme : Université d'Auvergne, Faculté de médecine et de pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle : EW 613

Matériaux :

Description

L'inhalateur National EW613 est un petit appareil blanc qui tient dans la main.

Il est constitué d'une petite ouverture qui se place au niveau de la bouche.

Il est muni d'un bouton qui le fait fonctionner.

C'est un inhalateur transportable.

La partie plus allongée contient les principes actifs et les piles.

Pour le faire fonctionner, il suffit d'ouvrir l'appareil et de mettre le liquide. Ensuite, il faut mettre les piles. Le sujet place l'ouverture de l'appareil devant sa bouche et reçoit une pulvérisation dans le fond de sa gorge en appuyant sur le bouton.

Les particules étaient relativement grosses.

Il fonctionne à ultra-sons.

Utilisation

Cet appareil permet d'inhaler des vapeurs d'eau chaude chargées de principes médicamenteux volatiles.

Cet appareil était utilisé pour un traitement des voies respiratoires supérieures.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Inhalateur (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14048>, consulté le 2026-07-27