

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

AUTO-INJECTEUR SOUS PRESSION

FICHE N° 9424

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines :

Organisme : Université d'Auvergne, Faculté de médecine et de pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :

Description

L'auto-injecteur sous pression Akra est une sorte de cylindre métallique avec une poignée amovible.

Il est composé d'une partie pour insérer l'aiguille, d'une ampoule, d'un ressort, d'une poignée et d'un piston.

Pour s'en servir il suffit de charger une ampoule remplie de principe actif. Puis, il faut insérer une aiguille. Il faut alors bloquer le piston à l'aide de la poignée. Cela coince le ressort à l'intérieur. Ensuite, il faut placer l'extrémité de l'auto-injecteur sur la peau. Puis, en appuyant sur le bouton (piston), l'aiguille sort et injecte le produit. Avant cela, il n'y a pas de contact avec l'aiguille.

Utilisation

Cet appareil permet d'injecter un principe actif à un patient.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Auto-injecteur sous pression (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14091>, consulté le 2026-07-27