

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

STYLO À INSULINE

FICHE N° 9425

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines :

Organisme : Université d'Auvergne, Faculté de médecine et de pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :

Description

Le stylo à insuline Becton-Dickinson ressemble à un gros stylo en plastique, de couleur gris clair.

Il est composé d'un bouchon, d'une aiguille, d'un réservoir, d'un doseur (avec des graduations) et d'un piston.


Pour s'en servir il suffit d'insérer l'aiguille sur le stylo. Puis, il faut prélever de l'insuline et choisir la dose à injecter grâce au doseur. Ensuite, il faut pincer la peau pour que le renflement corresponde à la longueur de la petite aiguille fine. Et, on injecte l'insuline en appuyant sur le piston. Cela délivre la bonne dose à injecter.

Utilisation

Cet appareil permet d'injecter au patient une dose mesurée d'insuline.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Stylo à insuline (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14092>, consulté le 2026-07-27