

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

ALCOOMÈTRE

FICHE N° 9559

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines :

Organisme : Université d' Auvergne, Faculté de médecine

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :

Description

Pièce en verre, qualifiée, qui contient de l'air, avec un contre poids (plomb de chasse) situé au niveau de sa partie inférieure pour permettre au dispositif de rester vertical.


Au niveau de sa partie supérieure se trouve une échelle des densités qui varie de 100 à 90%.

Utilisation

Densimètre, appelé encore "alcoodensimètre" est utilisé pour déterminer le degré d'alcool qu'il y a dans une solution avec une échelle allant jusqu'à 100%.

Son principe : grâce au contre poids qui le maintient en position verticale, le densimètre s'enfonce plus ou moins en fonction de la densité mise au contact.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Alcomètre (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14160>, consulté le 2026-07-27