

DESSICCATEUR SIMAX

FICHE N° 10768

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Simax

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Biochimie

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

Description

Le dessiccateur est en verre, de forme cylindrique dont le fond rétréci permet de déposer les sels dessiccateurs (silicagel). Un disque de porcelaine perforé est placé au dessus des sels dessiccateur et permet de déposer les échantillons. Les perforations permettent les échanges entre les cristaux de sels et le compartiment supérieur.


Un couvercle en verre de forme bombée vient fermer le dessiccateur.

Utilisation

Le dessiccateur est utilisé pour conserver des échantillons dans une atmosphère sèche.

Il est utilisé par les étudiants de l'IUT de Génie Biologique à Aurillac lors des travaux pratiques de chimie.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Dessiccateur Simax (Simax),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14342>, consulté le 2026-07-27