

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

BAIN-MARIE STABITHERM PROLABO

FICHE N° 10941

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : PROLABO

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : Stabitherm

Matériaux :

Description

L'appareil est constitué d'un grand bac métallique contenant de l'eau qui va être maintenue à la température souhaitée. Une poignée permet de soulever le couvercle et de disposer les échantillons.

Un boîtier permet la commande de la résistance électrique. Un écran à affichage numérique indique la température.

Utilisation

L'eau est chauffée et l'échantillon est immergé dedans.

Cet appareil peut être utilisé pour garder les milieux de culture en surfusion (c'est-à-dire liquide), à 48,5°C pour les milieux liquides. Il permet également de faire fondre les milieux gélifiés à 100°C.

Il est utilisé par les étudiants de l'IUT Génie Biologique lors des travaux pratiques de microbiologie.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Bain-marie Stabitherm Prolabo (PROLABO), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14422>, consulté le 2026-07-27