

PRÉSERVER  
SAUVEGARDER  
VALORISER

## BAIN-MARIE JP SELECTA PRECISDIG

FICHE N° 11019

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : JP Selecta

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

### Description

L'appareil est constitué d'un grand bac métallique contenant de l'eau qui est maintenue à la température souhaitée. Une manette permet de soulever le couvercle et de disposer les échantillons.

Un clavier permet la commande de la résistance électrique. Un écran à affichage numérique indique la température et un interrupteur lumineux la mise en fonction.

### Utilisation


L'eau est chauffée et l'échantillon est immergé.

Celui-ci peut être utilisé pour garder les milieux de culture en surfusion (c'est-à-dire liquide), à 48,5°C pour les milieux liquides. Il permet également de faire fondre les milieux gélosés à 100°C.

Il est utilisé par les étudiants de l'IUT Génie Biologique lors des travaux pratiques de microbiologie.







**Pour nous citer :**

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Bain-marie JP Selecta Precisdig (JP Selecta), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14425>, consulté le 2026-07-27