

BAIN-MARIE JULABO TW 12

FICHE N° 11021

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : Julabo

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : TW 12

Matériaux :

Description

L'appareil est constitué d'un grand bac métallique contenant de l'eau qui est maintenue à température souhaitée.

Un clavier permet la commande de la résistance électrique. Un écran à affichage numérique indique la température et plusieurs touches permettent la mise en fonction de l'appareil et son réglage.

Utilisation

L'eau est chauffée et l'échantillon est immergé.

Cet appareil peut être utilisé pour garder les milieux de culture en surfusion (c'est-à-dire liquide), à 48,5°C pour les milieux liquides. Il permet également de faire fondre les milieux gélosés à 100°C (la gélose est une substance favorisant ou inhibant le développement des bactéries).

Il est utilisé par les étudiants de l'IUT Génie Biologique lors des travaux pratiques de microbiologie.



Julabo

TW12




°C

8888







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Bain-marie Julabo TW 12 (Julabo),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14427>, consulté le 2026-07-27