

VORTEX VX 100 NATIONAL LABNET

FICHE N° 11036

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : National Labnet

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : 50100

Matériaux :

Description

L'agitateur se compose d'une base en métal surmontée d'un tube en plastique noir dans lequel on insère l'extrémité inférieure du tube à essai contenant la solution à mélanger.

A l'avant se trouve un interrupteur permettant de choisir une agitation continue ou seulement lorsque le tube à agiter est mis en contact avec la partie en plastique noir.

Une molette permet de régler l'intensité de l'agitation.

Utilisation

Cet agitateur permet d'homogénéiser des solutions contenues dans des tubes ou des microtubes.

Cet appareil est utilisé par le personnel encadrant de l'IUT Génie Biologique pour la préparation des travaux pratiques ou les activités de recherche.

Il est également utilisé par les élèves dans la quasi totalité des travaux pratiques de biochimie et de biologie moléculaire.



PROPRIETE DE
000154

VX100



TOUCH OFF ON



Labnet

SPEED



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Vortex VX 100 National Labnet (National Labnet), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14441>, consulté le 2026-09-11