

VORTEX ROTOLAB OSI

FICHE N° 11037

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : OSI

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

Description

L'agitateur se compose d'une base en métal surmontée d'une sorte de tube en plastique noir dans lequel on insère l'extrémité inférieure du tube à essai contenant la solution à mélanger.

A l'avant se trouve un interrupteur permettant de choisir une agitation continue ou seulement lorsque le tube à agiter est mis en contact dans la portion de tube en plastique noir.

Une molette permet de régler l'intensité de l'agitation et un interrupteur la mise sous tension de l'appareil.

Utilisation

Cet agitateur permet d'homogénéiser des solutions contenues dans des tubes ou des microtubes.

Cet appareil est utilisé par le personnel encadrant de l'IUT Génie Biologique pour la préparation des travaux pratiques ou des activités de recherche.

Il est également utilisé par les élèves dans la quasi totalité des travaux pratiques de biochimie et de biologie moléculaire.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Vortex Rotolab OSI (OSI),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14442>, consulté le 2026-07-27