

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

DISTRIBUTEUR DE MILIEUX PERIMATIC GP

FICHE N° 11041

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Jencons Scientific

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : Perimatic GP

Matériaux :

Description

L'appareil comporte un système identique à celui des pompes péristaltiques : deux petites roues sont fixées ensemble et viennent écraser à tour de rôle un tube en gomme souple créant ainsi une aspiration vers l'intérieur de la pompe, la roue suivante ferme un volume qui reste constant dans le temps. Le volume est refoulé en sortie et un nouveau cycle commence.

Sur le côté se trouvent un écran LCD et un clavier ainsi que les touches power, start et stop.

Utilisation

L'utilisation de cet appareil permet la distribution d'un volume identique de solution dans des tubes (de 1 à 100 ml). Il est utilisé par le personnel encadrant de l'IUT Génie Biologique pour la préparation des travaux pratiques ou les activités de recherche.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Distributeur de milieux Perimatic GP (Jencons Scientific), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14446>, consulté le 2026-07-27