

TAMISEUR D'ANALYSES RETSCH AS200

FICHE N° 11050

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : Retsch

Domaines : Biologie

Sous-domaines :

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : AS200

Matériaux :

Description

L'appareil comporte une base métallique très lourde munie de deux molettes pour la commande de l'amplitude des oscillations et le temps en minutes.

Sur le dessus se trouve la tour de tamisage qui se compose de deux tiges filetées fixées sur un socle entre lesquelles on positionne les tamis de mailles différentes. Le couvercle de serrage de tamis permet de bien caler les tamis entre les deux tiges.

Utilisation

Le tamiseur provoque un mouvement vibratoire qui va trier les particules d'un sol selon la granulométrie.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Tamiseur d'analyses Retsch AS200 (Retsch), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14455>, consulté le 2026-07-27