

VORTEX VELP SCIENTIFICA

FICHE N° 11158

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Velp Scientifica

Domaines : Biologie

Sous-domaines :

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

Description

L'agitateur se compose d'une base en métal surmontée d'une demie-sphère creuse en caoutchouc dans laquelle on insère l'extrémité inférieure du tube à essai contenant la solution à mélanger.

A l'avant se trouve une molette permettant de régler l'intensité de l'agitation (rpm x 100), un bouton poussoir peut être utilisé pour que l'agitation soit continue.

Utilisation

Cet agitateur permet d'homogénéiser des solutions contenues dans des tubes ou micro-tubes.

Celui-ci est utilisé par le personnel encadrant de l'IUT Génie Biologique pour la préparation des travaux pratiques ou les activités de recherche.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Vortex Velp Scientifica (Velp Scientifica), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14563>, consulté le 2026-10-22