

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

SPECTROPHOTOMÈTRE SECOMAM ANTHELIE JUNIOR

FICHE N° 11239

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Secomam

Domaines : Biologie

Sous-domaines :

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : Anthelie Junior

Matériaux :

Description

L'appareil se compose d'un émetteur, d'une cuvette pour placer l'échantillon dans la chambre de mesure et d'un bloc détecteur (UV et visible) constitué par un récepteur. Le résultat s'affiche sur un écran et il y a un clavier de commande. Au dos se trouvent un ventilateur de refroidissement et plusieurs prises permettant le raccordement du spectrophotomètre à des interfaces.


Utilisation

Le spectrophotomètre permet d'obtenir la densité optique d'une solution. L'établissement de courbes étalon permet de calculer la concentration à partir de la densité optique à différentes longueurs d'ondes.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Spectrophotomètre Secomam Anthelie Junior (Secomam), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14644>, consulté le 2026-07-27