

PRÉSERVER  
SAUVEGARDER  
VALORISER

## AUTOCLAVE SUBTIL CRÉPIEUX ALV1131

FICHE N° 11256

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Subtil Crépieux

Domaines : Biologie

Sous-domaines :

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : ALV1131

Matériaux :

### Description

Il s'agit d'un récipient à parois épaisses et dont la fermeture se fait hermétiquement par serrage manuel des écrous à manettes. L'autoclave est muni de plusieurs vannes à l'avant permettant de faire le vide entre autres. Une vanne située en bas de l'appareil permet l'évacuation de liquides issus de la stérilisation. Le réglage de l'autoclave se fait grâce à une minuterie, un manomètre, un boîtier affichant la température muni d'un compteur et plusieurs boutons.

### Utilisation

L'autoclave est un appareil permettant la stérilisation sous une pression de quelques bars. L'agent stérilisant est la vapeur d'eau sous pression. La chaleur associée à l'humidité provoque la destruction des germes.





## IMPORTANT

- Avant la mise en fonction de l'appareil s'assurer de la bonne fermeture de porte
- Avant l'ouverture de la porte s'assurer que :

- Voyant terminé allumé
- Sur l'enregistreur la plume rouge d'indication pression doit être sur la ligne 0.

et

qu'aucune pression intérieure ne subsiste en ouvrant la vanne manuelle de mise a air libre.

- . position 0.
- Ce dernier contrôle effectué refermer cette vanne.
- . position F.
- Ne pas oublier de fermer cette vanne de mise a air libre.

ALV 1131 N° 102018

**Subtil**  
**repieux**







**Pour nous citer :**

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Autoclave Subtil Crépieux ALV1131 (Subtil Crépieux), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14661>, consulté le 2026-07-27