

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

GAZE - NÉOBIOGAZE BOTTU

FICHE N° 12873

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Pharmacologie

Organisme : Université d'Auvergne, Faculté de médecine et de pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :


Matériaux :

Description

C'est une boîte rectangulaire en carton s'ouvrant latéralement. Elle contient une autre boîte rectangulaire à bords arrondis en plastique qui s'ouvre en deux. La boîte en plastique contient une bande de gaze pliée de 90 cm sur 12 cm.

Utilisation

On déchire le film protecteur de la boîte, ce qui permet d'ouvrir afin de prendre la gaze recouvert d'un papier protecteur. On découpe ensuite la longueur désirée et on retire le papier protecteur. La gaze est appliquée directement sur une plaie de type brûlure superficielle. On recouvre ensuite la gaze d'un pansement.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Gaze - Néobiogaze Bottu (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14980>, consulté le 2026-07-27