

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

APPAREIL À ANESTHÉSIE DES ANIMAUX

FICHE N° 1

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Cyprane Ltd

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Physiologie

Organisme : Université de Lille

Ville : Villeneuve d'Ascq

Modèle : Fluotec Mark 2

Matériaux : Fonte, Acier chromé, Caoutchouc


Description


L'appareil à anesthésier les animaux est composé d'un corps principal cylindrique comportant trois boutons, de deux tubes de verre verticaux et d'un tube se terminant par une tubulure.


Les boutons du corps cylindrique commandent respectivement l'arrivée d'oxygène, l'arrivée d'azote et le pourcentage d'halothane (anesthésiant). Dans le cylindre, les gaz se mélangent. Le mélange gazeux obtenu sort par le tube terminé par la tubulure, qui est introduite dans la bouche de l'animal. Les deux tubes mesurent la pression d'arrivée du gaz.

Utilisation

L'appareil à anesthésier les animaux a été utilisé dans le cadre de la recherche ou de travaux pratiques de physiologie animale. Il a servi à l'anesthésie de chats pratiquée avec de l'halothane.







FLUOTEC MARK 2

The chart on the other side shows typical
operations at lower flows.



For service or repairs:

Overseas: Contact your local distributor.

U.K.: Contact the manufacturer.

CYPRANE LTD. KEIGHLEY
ENGLAND

Phone KEIGHLEY 2571



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Appareil à anesthésier les animaux (Cyprane Ltd), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=16507>, consulté le 2026-07-29