

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

GÉNÉRATEUR DE TENSION

FICHE N° 280

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Fort

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Biologie marine

Organisme : Université de Lille

Ville : Wimereux

Modèle :

Matériaux :

Description

La tension de ce générateur est variable de 117 à 240 V, avec quatre points d'entrées : 30%, 60%, 75% et 100%. Un bouton marche/arrêt permet d'actionner l'appareil. Celui-ci doit être relié à une prise électrique.

Ce générateur de tension était relié à la loupe Elvar zoom.

Utilisation

Ce générateur de tension a été acquis en 1973 et utilisé pour les travaux de recherches de la Station marine de Wimereux.



1 BMW 2982

MODE D'EMPLOI

- 1 - Interrupteur sur "arrêt". Accord tension par sélecteur 117 à 240V, au dos de l'appareil. Pousser et placer flèche rouge sur tension voulue.
- 2 - Brancher cordon secteur.
- 3 - Pousser le bouton de l'embout du générateur vers la gauche pour introduire l'embout du conducteur.
- 4 - Placer l'interrupteur sur marche.
- 5 - Réglage de l'intensité voulue à l'aide du bouton 4 positions.
- 6 - Protection par fusible. Pour le changer, appuyer, tourner le sélecteur et placer flèche rouge sur la fente. Retirer sélecteur et changer le fusible.
- 7 - Changement de lampe. Enlever le conducteur. Retourner l'appareil. Dévisser la grosse vis. Faire basculer le porte-lampe blanc. Enlever la lampe en tirant droit et introduire la nouvelle lampe droit dans la douille et à fond.
- 8 - Prise de terre comprise dans le cordon.

150W - 50 - 60 Hz - Appareil non anti-déflagrant.
MADE IN FRANCE - BREVETE FRANCE - ETRANGER.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Générateur de tension (Fort),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=16783>, consulté le 2026-07-29