

PH-MÈTRE

FICHE N° 3820

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Analytical Measurements Inc.

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Biologie végétale

Organisme : Université de Lille, Sciences et Technologies

Ville : Villeneuve d'Ascq

Modèle :

Matériaux :

Description

Le pH-mètre est enfermé dans un boîtier en plastique noir relié à une sonde par un câble. Il est muni d'un interrupteur, d'un bouton d'équilibre et d'un bouton de contrôle. Le cadran porte une graduation pour le pH, avec les chiffres pairs de 2 à 12 en bas et les chiffres impairs de 3 à 11 en haut.

Lorsque la sonde est plongée dans un liquide, le pH-mètre donne la mesure de son taux d'acidité.

Utilisation

Ce pH-mètre a été utilisé au laboratoire de botanique en sciences naturelles à la fin du XXe siècle.








- PROCEDURE
1. SLIDE SWITCH TO "ON".
 2. POUR BUFFER INTO SAMPLE HOLDER. ADJUST "BALANCE" KNOB SO METER READS THE SAME VALUE AS BUFFER.
 3. PRESS "CHECK BUTTON" AND ADJUST "CHECK POINT" DIALS TO SAME VALUE AS METER READING.

ON
OFF

CHECK BUTTON

SLIDE SWITCH TO "OFF" WHEN NOT IN USE
ANALYTICAL MEASUREMENTS, INC., CHATHAM, N. J. U.S.A.
5358 PATENTS PENDING

U. Line 1 BIO 2.60
Phmètre portatif







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, pH-mètre (Analytical Measurements Inc.), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=17226>, consulté le 2026-07-29