

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

PIPETTE ROBINSON KÖHN

FICHE N° 3837

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Vasse

Domaines : Environnement

Sous-domaines : Géographie

Organisme : Université de Lille, Sciences et Technologies

Ville : Villeneuve d'Ascq

Modèle :

Matériaux :


Description

La pipette en verre jaugée possède deux robinets, entre lesquels se prolonge tube raccordé à une sonde. Un autre tube s'ouvre sur le robinet supérieur.

Des échantillons de sol à différentes périodes géologiques sont pré-traités pour supprimer les substances organiques, les carbonates et les oxydes de fer. L'échantillon à analyser est prélevé et isolé entre les deux robinets de la pipette afin de déterminer la fraction des particules plus petites que 38 micromètres. C'est la méthode Robinson.

Utilisation

La pipette Robinson-Köhn a été utilisée au laboratoire de géographie physique de Lille dans le cadre d'analyses granulométriques.



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Pipette Robinson Köhn (Vasse), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=17243>, consulté le 2026-07-29