

INTERFACE LOGICIEL CHROMQUEST 4.0

FICHE N° 597

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : Spectra-System

Domaines : Chimie, Informatique et Communication

Sous-domaines : Chimie des solutions, Logiciel

Organisme : Université de Rouen / IRCOF

Ville : Mont-Saint-Aignan

Modèle : SN4000


Matériaux : Plastique, Métal, Acier, Composants électroniques

Description

Cette interface logiciel SpectraSYSTEM est un bloc rectangulaire de plastique dur couleur blanc cassé, sur 4 pieds de plastique blanc.

Utilisation

Cet instrument est utilisé dans les laboratoires de recherche du COBRA (Chimie Organique et Bioorganique - Réactivité et Analyse) UMR 6014). Il permet d'interpréter les résultats des analyses de la chaîne HPLC via un PC sur lequel le logiciel "Chromquest" est installé.




Ne pas éteindre le SN4000 ni le passeur
1-Allumer la pompe
2-Allumer l'UV
3-Ouvrir Chromquest

SPECTRASYSTEM SN4000







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Interface logiciel Chromquest 4.0 (Spectra-System), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=20361>, consulté le 2026-07-30