

HEAD SPACE

FICHE N° 4044

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : VARIAN ; Varian

Domaines : Chimie

Sous-domaines :

Organisme : Université de Rouen

Ville : Mont-Saint-Aignan

Modèle : N°14-5010-100


Matériaux : Acier, Métal, Cuivre, Plastique, Composants électroniques


Description


Ce headspace VARIAN est constitué d'un bloc rectangulaire comme base, surmonté à droite d'un parallélépipède dont la face avant est un écran et son panneau de contrôle incliné; et à gauche d'un semblable à celui de droite mais retourné et à l'envers. Au-dessus de ce dernier, une plate-forme circulaire rotative en acier, percée d'alvéoles en forme de cagette de machine à coudre sur tout le pourtour de la "roue" et sur 2 rangées. A droite, sur le dessus du panneau de contrôle, 2 baromètres et 3 boutons de réglage rotatifs. Sur les côtés, des grilles d'aérations. Au-dessus à gauche, un couvercle rabattable plexiglas transparent. A droite, vers l'arrière, un boîtier métallique. Au dos, un bouton switch d'allumage de l'appareil et le branchement pour l'alimentation.


Utilisation

Cet instrument est utilisé dans les laboratoires de recherche du SMS (Sciences et Méthodes Séparatives) situé à Mont-Saint-Aignan. Il est utilisé pour prélever une partie volatile d'un échantillon en chauffant les composants d'une solution, qui se transforment alors en gaz. Chaque élément ayant un poids volatile différent, cela permet de les identifier selon leur masse. Cet outil peut être utilisé pour doser les solvants résiduels dans les médicaments.













TRANSFER LINE
BACK PRESSURE

F3
8.0 AMP

F2
2.0 AMP

F1
2.0 AMP

_____ A
_____ B
_____ C
_____ D
_____ E
RESET



CONQUERANT

S E P T

ANNÉE SCOLAIRE

ÉCOLE

CLASSE

NOM

Brouillon extra

VARIAN

7 / 9 / 2006

96

PAGES GRANDS CARREAUX

PAPIER 56g

DATE	NOM	DUREE D'EXPOSITION P.M	PS Adsorbosphère Nucleotide	PRECISION	OBSERVATIONS
12/06/07	TD	$CH_3COONH_4 + ACN/H_2O$ 50/50		105	
16/07/07	FQ/SB	$CH_3COONH_4 + ACN/H_2O$ 50/50	Chiralpak AD	33	
17/07/07	FQ	ETON	Chiralpak AD	100	
18/07/07	GT/CC	ETON	"	100	
20/07/07	FQ	ETON	"	100	
24/07/07	FQ	$H_2O - CH_3COONH_4 / MeOH$ 80/20	Chiralpak AD	100	
25/07/07	FQ	ETON	Chiralpak AD	30	
27/07/07	FQ/SB	$H_2O - CH_3COONH_4 / MeOH$ 80/20	Chiralpak AD	110	
31/07/07	GT/CC	ETON	Chiralpak AD	85	Detecteur Not Ready mass mesure qd même
13/08/07	FQ/SB	$H_2O - CH_3COONH_4 / MeOH$ 80/20	Chiralpak AD	151	
14/08/07	"	"	"	154	
18/09/07	TD	$CH_3COONH_4 + ACN/H_2O$	adsorbosphère nucleotide	98	

19/09/07	TD	"	"	115	
26/09/07	TD	"	"	112	
03/10/07	TD	"	"	126	
04/10/07	TD	"	"	127	
08/10/07	TD	"	"	126	
09/10/07	TD	"	"	130	
17/10/07	TD	"	"	131	
06/11/07	NW	Chiralpak AD 100% EtOH	1 jour adsorbosphère nucleotide	143	
14/11/07	TD	$CH_3COONH_4 + ACN/H_2O$	"	173	
15/11/07	TD	"	"	180	
21/11/07	TD	"	"	182	
23/11/07	NW	Chiralpak AD 100% EtOH	"	206 - 156	
27/11/07	FQ	"	"	200	
28/11/07	NW	"	"	210	
30/11/07	FQ	"	"	204	
05/12/07	FQ	"	"	208	
06/12/07	FQ	"	"	208	

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Head Space (VARIAN ; Varian),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=20434>, consulté le 2026-07-30