

SPIRE COOK

FICHE N° 231

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Cook France

Domaines : Santé

Sous-domaines : Neurologie, Chirurgie, Neuroradiologie

Organisme : Centre Hospitalier Universitaire de Nantes

Ville : Nantes

Modèle :

Matériaux :

Description

Dans le système de Cook, le largage s'effectue en dévissant la spire du poussoir, à détachement mécanique. Spire de longueurs (2 à 30 cm) et diamètres (de 2 à 10 mm) différents.

Utilisation

Principalement utilisée pour l'occlusion sélective des anévrismes, des fistules et de certains vaisseaux.

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Detachable Coil System

D
E
T
A
C
H

COOK®
MICROTHERAPY
LISTEN. UNDERSTAND. INNOVATE.

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Spire Cook (Cook France),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=228>, consulté le 2026-09-01