

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

LASER MIRA

FICHE N° 3471

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : Coherent ; Coherent ; Coherent

Domaines : Physique

Sous-domaines : Optique

Organisme : Pyla

Ville : Talence

Modèle :

Matériaux : Métal, Verre



Description

Ce laser Mira de marque Coherent se présente de manière brute comme un pavé noir. Il est lié au laser Verdi, qui lui sert de pompe. Il faut donc que le laser Verdi fournisse un faisceau pour que le laser Mira s'actionne. Les boutons sur le dessus permettent de régler les optiques, ce qui a une influence sur le faisceau de sortie.

Utilisation

Ce laser Mira, couplé au laser Verdi, est utilisé pour l'enseignement et la formation laser, au centre PYLA.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Laser Mira (Coherent ; Coherent ; Coherent), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23093>, consulté le 2026-07-30