

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

MINI-BROYEUR

FICHE N° 3583

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : Fritsch ; Fritsch ; Fritsch

Domaines : Géologie

Sous-domaines : Paléontologie

Organisme : Unité Mixte de Recherche PACEA (de la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement)

Ville : Pessac

Modèle : Pulverisette 23

Matériaux :

Description

Le mini-broyeur FRITSCH PULVERISETTE 23 fragmente l'échantillon, placé dans le bol jaune, sous

l'effet de l'impact et de la friction générés entre les billes de broyage et la paroi intérieure du bol de broyage. Pour créer cet effet, le bol de broyage est soumis à des oscillations verticales à raison de 900 – 3 000 oscillations par minute, d'amplitude 9 mm. Cela permet d'homogénéiser les échantillons, de les préparer pour la pastillation.

Utilisation

Ce mini-broyeur est utilisé pour la préparation des échantillons à l'UMR PACEA











Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Mini-broyeur (Fritsch ; Fritsch ; Fritsch),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23205>, consulté le 2026-07-30