

LYOPHILISATEUR

FICHE N° 3621

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : Heto ; Heto ; Heto

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Chimie analytique

Organisme : Centre de Recherche Paul Pascal

Ville : Pessac

Modèle : Inconnu

Matériaux : Métal, Composants électriques

Description


Le lyophilisateur de marque Heto permet de retirer toute humidité dans un échantillon. Il est relié à une pompe à vide. Le vide est donc fait dans la cuve, et lorsque le lyophilisateur est en marche, la température est abaissée de manière à ce que les conditions permettent l'élimination de l'eau dans l'échantillon. Cette dernière est indiquée sur un cadran à aiguille situé sur le devant de l'appareil.

Utilisation

Le lyophilisateur Heto est utilisé au Centre de Recherche Paul Pascal pour la préparation des échantillons.











Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Lyophilisateur (Heto ; Heto ; Heto), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23243>, consulté le 2026-07-29