

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

MODULE DE PULVÉRISATION PRESSURISÉ

FICHE N° 3767

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Immuno ; Immuno ; Immuno

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Biologie moléculaire, Microbiologie

Organisme : LEMI

Ville : Martillac

Modèle : Tissomat

Matériaux :

Description

Ce module de pulvérisation pressurisé permet de pulvériser au moyen d'un gaz sous pression, pour l'application de Tissucol, une colle biologique, dans des zones chirurgicales difficiles d'accès. Il est composé d'une molette de réglage de la pression, ainsi que d'un cadran pour contrôler celle-ci. Le tuyau de sortie se branche sur un raccord situé sur la partie supérieure de l'appareil.

Utilisation

Ce module de pulvérisation pressurisé était utilisé au laboratoire Laboratoire d'Evaluation des Matériels Implantables (LEMI), jusqu'à la fin des années 2010 (avant le déménagement de ce dernier), pour l'étude et le test de dispositifs médicaux in vitro, afin d'étudier le comportement des cellules humaines ou animales après leur mise en contact avec lesdits dispositifs médicaux (prothèses, médicaments, cosmétiques,...)









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Module de pulvérisation pressurisé (Immuno ; Immuno ; Immuno), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23389>, consulté le 2026-07-29