

INHALATEUR DE VINÉTHÉR

FICHE N° 240

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Laboratoire Robert et Carrière ; Laboratoire Robert et Carrière

Domaines : Santé

Sous-domaines : Chirurgie

Organisme : CHU Dupuytren de Limoges

Ville : Limoges

Modèle :

Matériaux : Cuir, Polymère plastique

Description

L'inhalateur de Vinéther est présenté dans un coffret en cuir. Il se compose d'un réservoir de vinéther, d'une chambre d'évaporation, et tout relié à un masque en caoutchouc. Cet appareil d'anesthésie en circuit ouvert et à concentration faible est utilisé pour des opérations de faible durée. Le robinet pointeau règle le débit d'un stilligoutte. Le Vinéther se volatilise sur un tamis métallique situé dans la chambre d'évaporation. L'air provenant de la soupape inspiratoire se charge de vapeur d'anesthésique en traversant la chambre d'évaporation, l'expiration se fait par la soupape réglable.

Utilisation

Mode d'emploi : Fermer le robinet pointeau sans le bloquer, enlever le bouchon, remplir le réservoir avec une ou deux ampoules de Vinéther, ouvrir progressivement le robinet pointeau afin d'assurer un débit initial de 3 gouttes par seconde. Cet inhalateur de Vinéther a servi à des opérations d'amygdalectomie au CHU de Limoges





LABORATOIRES ROBERT ET CARRIERE

31 avenue Paul Vaillant-Couturier
92220 Bagneux - Tél 657.12.03
DIVISION MATERIEL HOSPITALIER





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Inhalateur de Vinéther (Laboratoire Robert et Carrière ; Laboratoire Robert et Carrière), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23796>, consulté le 2026-07-29