

APPAREIL DE MESURE DE LA VITESSE DE SÉDIMENTATION

FICHE N° 282

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Médecine, Biophysique

Organisme : CHU Dupuytren de Limoges

Ville : Limoges

Modèle :

Matériaux : Verre, Liège, Caoutchouc, Acier

Description

La vitesse de sédimentation du sang anti-coagulé, ou ESR pour erythrocyte sedimentation rate, est également appelée réaction de Biernacki, est une mesure non spécifique de l'inflammation, utilisée fréquemment comme test médical d'orientation par l'observation des hématies ou du fibrinogène plasmatique dans un échantillon de sang

Pour effectuer ce test, du sang anti-coagulé est placé dans un tube vertical normalisé appelé tube de Westergren. La vitesse à laquelle les globules rouges tombent est mesurée en mm à la première heure puis à la deuxième heure.

Utilisation

Cet instrument a été utilisé à l'hôpital général de Limoges

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER











Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Appareil de mesure de la vitesse de sédimentation (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23837>, consulté le 2026-07-29