

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

ACCESSOIRE DE LABORATOIRE SPATULE À VIBRATIONS

FICHE N° 383

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Sartorius

Domaines : Environnement

Sous-domaines : Hydrologie

Organisme : SIERG

Ville : Echirolles (Isère)

Modèle :

Matériaux : Métal, Plastique


Description

La spatule à vibrations est reliée à une poignée contenant son alimentation électrique ; elle fonctionne avec deux piles LR14 maintenues par un ressort (ce qui explique sa forme assez volumineuse). Elle entre en mouvement grâce à un vibreur situé dans la partie supérieure de la poignée. Pour la mettre en mouvement, il faut maintenir un bouton poussoir actionné. Pour son rangement, un crochet métallique permet de la suspendre. L'utilisateur dispose de deux spatules de tailles différentes qu'il choisit en fonction du dosage à effectuer.

Utilisation

La spatule à vibrations permet un écoulement précis et progressif des produits en poudre lors d'une pesée ou d'un mélange par exemple, en vue d'obtenir une meilleure répartition ou une dilution plus rapide.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Accessoire de laboratoire Spatule à vibrations (Sartorius), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=28173>, consulté le 2026-07-26