

VACCINOSTYLE

FICHE N° 9306

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines :

Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux : Métal


Description

Le vaccinostyle présente une pointe plate, non fendue, en triangle ou en losange, dont les bords droits ou légèrement courbes sont affûtés. L'autre extrémité est exactement semblable à celle d'une plume d'écriture pour pouvoir être insérée dans un porte-plume standard.

Utilisation

Le vaccinostyle sert à faire une scarification sur la peau d'un patient que l'on vaccine, le vaccin étant mis en contact avec cette «égratignure». La vaccination par scarification n'est plus pratiquée de nos jours.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Vaccinostyle (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=33912>, consulté le 2026-07-23