

OPHTALMODYNAMOMÈTRE DU DR BAILLIART

FICHE N° 9307

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Ophtalmologie

Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux : Métal

Description

L'ophtalmodynamomètre est un appareil composé d'une tige avec un piston qui actionne des aiguilles sur un cadran. Une aiguille est manquante (elle est dans un sachet).

Elles se déplacent sur un cadran gradué de 0 à 100 dans le sens des aiguilles d'une montre puis de 10 à 50 à la suite.

Utilisation

La pression artérielle rétinienne (PAR) ou pression artérielle ophtalmique, est la pression sanguine dans les artéioles qui irriguent la rétine, membrane photosensible de l'œil. Elle est mesurée par les ophtalmologistes grâce à un appareil spécial : l'ophtalmodynamomètre et sa valeur normale est de 30 à 40 grammes à la diastole, 70 à 75 g à la diastole.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Ophtalmodynamomètre du Dr BAILLIART (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=33913>, consulté le 2026-07-23