

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

TROUSSE DE BANDAGES RAPIDES

FICHE N° 16053

Période de fabrication : -

Fabricant : mi

Domaines : Santé

Sous-domaines : Médecine

Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux : Plastique

Description

La trousse de bandages rapides réalisée par MI Germany est constituée d'un ensemble refermable de quatre pochettes. Chacune de ces pochettes comprend un modèle de bandage en plastique gonflable muni d'un tube, le modèle dépend du membre à recouvrir (bras entier, main et poignet, pied et genou, jambe entière). Ils disposent aussi d'un système de lacets pour la fermeture une fois mis en place.

Utilisation

Cet objet a été utilisé à l'infirmerie des Carmes de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin.

Les bandages rapides sont utilisables en cas de brûlure, luxation, fractures ouvertes et fermées, blessure et écrasement. Le bandage est disposé autour du membre blessé et est gonflé pour le maintenir immobile. Il est ensuite fixé avec les lacets.





Eigenschaften - Vorteile - Anwendung

Die «First Aid»-Schnellbandage bringt eine völlig neue Art der Hilfeleistung bei Unfällen und Verletzungen. Diese Schnellbandage ist eine durchsichtige Plastikhülle, die aufgeblasen und durch jedermann in Sekundenschnelle an den verletzten Gliedmaßen angelegt werden kann. «First Aid» ersetzt das bisher übliche und schwerfällige Schienen, Auch während des Transportes der Verletzten kein schmerzhaftes Rütteln, da die Schnellbandage als Luftkissen wirkt. Die ärztliche Diagnose kann ohne Abnahme der Bandage gestellt werden. Notwendige Röntgenaufnahmen werden bei angelegter Bandage vorgenommen. «First Aid» wirkt bei offenen Verletzungen als Blutstau, ohne einzusaugen. Bei Brandwunden hält die Bandage aufgelegte Salbenlöffchen fest. «First Aid» wird nach Gebrauch gestrichen oder sterilisiert und kann immer wieder verwendet werden.

Gebrauchsanleitung

Bild 1: Entfernen Sie die Bandage aus der inneren Verpackung. Reißverschluss öffnen. Verletzte Gliedmaßen in die Bandage legen. Reißverschluss schließen. **Bild 2:** Ventil durch Drehen (entgegen der Uhrzeigerichtung) und aufblasen. Ventil schließen durch Drehen (in Uhrzeigerichtung). **Bild 3:** Abnehmen der Schnellbandage. Luft herauslassen durch Drehen des Ventils. Reißverschluss öffnen. **Anmerkungen:** Entfernen Sie vor dem Anlegen der Bandage das Schuhwerk und scharfe Teile der Bekleidung. Verstärken Sie den Luftdruck, bis die Blutung aufhört. Legen Sie bei einem komplizierten Bruch eine Binde auf den zersplitterten Knochen, um eine Punktur zu vermeiden. Bringen Sie den Reißverschluss nicht über der Wunde an.

Qualités - Avantages - Emploi

Le bandage rapide «First Aid» révolutionne la manière de premier secours en cas d'accidents et de blessures. Ce bandage rapide est une enveloppe en matière synthétique transparente qui peut être gonflée et envelopper le membre blessé par tout le monde en peu de secondes. «First Aid» remplace l'écasage douloureux habituel jusqu'à présent. Il empêche en outre les vibrations douloureuses pendant le transport du blessé, parce que le bandage rapide a l'effet d'un coussin à air. Le diagnostic du médecin peut se faire sans enlever le bandage. De même les radiographies sont faites avec le bandage mis. «First Aid» est efficace en cas de blessures ouvertes comme retournement de sang sans succion. En cas de brûlures le bandage fixe des petits chiffons d'onguent appliqués. «First Aid» sera nettoyé ou stérilisé après usage et peut être employé toujours de nouveau.

Mode d'emploi:

Illustration 1: Enlève le bandage de l'emballage intérieur. Ouvrir la fermeture éclair. Mettre les membres blessés dans le bandage. Fermer la fermeture éclair. **Illustration 2:** Ouvrir la soupape en tournant dans le sens contraire à la marche des aiguilles et gonfler. Fermer la soupape en tournant dans le sens de la marche des aiguilles. **Illustration 3:** Lève le bandage rapide. Laisser sortir l'air en tournant la soupape. Ouvrir la fermeture éclair.

Remarques: Otez la chaussure et autres parties pouvant nuire avant la mise du bandage. Renforcez la pression de l'air jusqu'à ce que le saignement cesse. En cas de fractures compliquées, mettez une bande sur les os tendus pour éviter une piquette. Ne placez la fermeture éclair pas sur la blessure.









BANDAGE RAPIDE

Qualités · Avantages · Emploi

Le bandage rapide «First Aid» révolutionne la manière de premier secours en cas d'accidents et de blessures. Ce bandage rapide est une enveloppe en matière synthétique transparente qui peut être gonflée et mise au membre blessé par tout le monde en peu de secondes. «First Aid» remplace l'éclissage douloureux habituel jusqu'à présent. Il empêche en outre les secousses douloureuses pendant le transport du blessé, parce que le bandage rapide a l'effet d'un coussin à air. Le diagnostic du médecin peut se faire sans lever le bandage. De même les radiographies sont faites à bandage mis. «First Aid» est efficace en cas de blessures ouvertes comme refoulement de sang sans resserrer. En cas de brûlures le bandage fixe des petits chiffons d'onguent appliqués. «First Aid» sera nettoyé ou stérilisé après usage et peut être employé toujours de nouveau.

Mode d'emploi:

Les bandages «First Aid» sont des
aides indispensables

en cas de luxations · de fractures
ouvertes et fermées · écrasements ·
brûlures · blessures ouvertes

pour médecins · hôpitaux · ambulances ·

croix rouge · postes de secours ·

postes samaritains · corps sanitaire

de l'armée · écoles · sociétés de sport ·

compagnies de transports aériens ·

abris contre les attaques aériennes ·

industrie et artisanat.

Les bandages «First Aid» assurent

l'aide rapide. Ils sont sûrs, confortables

et stériles, d'une grande élasticité,

transparents comme le verre aussi pour

la radiographie. Point de contour-

nement et de lacement des membres

blessés.

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Trousse de bandages rapides (mi),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=34067>, consulté le 2026-07-22