

BURETTE ANGLAISE DE BINKS

FICHE N° 1778

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Inconnu ; Inconnu

Domaines : Chimie

Sous-domaines :

Organisme : Université Toulouse II Le Mirail - Centre départemental du Tarn-et-Garonne

Ville : Montauban

Modèle :

Matériaux : Verre

Description

La burette de Binks permet de verser goutte à goutte avec précision un réactif dans un mélange réactionnel. Elle est formée par un tube en verre gradué de 0 à 25 cm³ fermé à une extrémité. L'autre extrémité est divisée en deux branches dont l'une est évasée et l'autre effilée. Pour utiliser la burette de Binks, il faut verser le liquide par la branche évasée jusqu'à la graduation 0 de la burette. Ensuite, on bouche l'orifice évasé avec le doigt et le liquide s'écoule goutte à goutte par la branche effilée. Les graduations permettent de voir la quantité de liquide versé.

Utilisation





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Burette anglaise de Binks (Inconnu ; Inconnu), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=8560>, consulté le 2026-07-25