

PROLABO

12, RUE PELÉE * PARIS (XI^e)

PROCÈS-VERBAL D'ÉTALONNAGE D'UN THERMOMÈTRE

NATURE DE L'INSTRUMENT PRÉSENTÉ

Thermomètre à *mercure* sur *tige*
Gradué de $-1+1^{\circ}$ à 155° à $1/1^{\circ}$ en $1/2$
centigrade *recuit*

MARQUES DE L'INSTRUMENT PRÉSENTÉ

ASM Assaut heat Prolabo (924187)

MODE OPÉRATOIRE

L'étalonnage a été effectué pour chacun des points ci-après par comparaison avec un étalon de notre laboratoire d'essais. Les réservoirs des thermomètres étaient placés côte à côte et pour chaque lecture, l'étalon a été plongé au degré lu.

Immersion du Thermomètre essayé : *au degré lu*

RÉSULTATS

ÉTALON	THERMOMÈTRE N° <i>924187</i>
<i>0° 0</i>	<i>0° 0</i>
<i>155° 0</i>	<i>155° 0</i>
<i>163° 0</i>	<i>163° 0</i>
<i>170° 0</i>	<i>170° 0</i>

Les résultats peuvent être garantis exacts à *0.1* degré près.

PARIS, le *5 Mai* 19*56*.

LE DIRECTEUR DES ATELIERS



LE CHEF DE LABORATOIRE

