



Fig. 9.

9. Tambour à levier récepteur du prof. Chauveau . . . 50 »

Cet appareil réunit les avantages suivants : On a en A la facilité d'allonger ou de raccourcir le levier sans pour cela changer l'amplitude de ses oscillations. En B, on obtient avec la virole mobile du tambour Marey-Rummo, l'élévation ou l'abaissement du levier, c'est-à-dire la mise en contact du style sur le papier enfumé.

D'autre part, ce tambour porte une virole fendue qui permet de le mettre sur son support ou de l'en faire sortir, sans qu'il soit nécessaire de le faire glisser sur toute la longueur de la tige support.

10. Tambour récepteur à petite cuvette avec levier spécial pour l'étude de l'écoulement salivaire, fait sur la demande du Dr Gley 40 »

Les trois tambours, figures 7, 8, 9, sont représentés ou indiqués avec cuvettes ordinaires, c'est-à-dire de 0 m. 66 de diamètre, mais ils peuvent, sur la demande du client, avoir des cuvettes de 0 m. 63, ce qui présente certains avantages dans des tracés, tels que ceux du poulx ou de différents organes à faibles chocs.