

d'une colonne verticale avec un mouvement à crémaillère pour le déplacement rapide des lentilles (*fig. 16*).

Une vis à large pas donne le mouvement horizontal.

Miroir plan pouvant occuper les positions les plus variées.

Composition optique : 3 lentilles donnant un grossissement de 6 à 15 diamètres. — Accessoires ordinaires. — Le tout renfermé dans une boîte à crochets.

Cette loupe montée est indispensable pour étudier sur les plaques de gélatine le développement des diverses colonies de bactéries, et pour y choisir les colonies bien caractérisées que l'on veut cultiver à l'état de pureté..... 60 fr.

Le même avec doublets achromatiques..... 75 —

N. B. — Nous livrons nos microscopes nikelés sur la demande de nos clients, moyennant un supplément de prix de :

20 francs pour les modèles 1.2.3.

15 francs pour les modèles 4.5.6, etc. etc.
